




# Test Covid-19


**Test d'antigène viral**

**Test IgM / IgG d'anticorps antiviraux**



- Simple d'utilisation
- Résultats rapide et précis
- Petit appareil POC
- Stockage à température ambiante
- Test Viral Antigen and Anti-viral IgG/IgM
- Plateforme automatisée (AFIAS) ou manuelle (ichroma™ II)



## Fenêtre de test



## Dosage immunologique à haute sensibilité (fluorescence résolue en temps)



Nomenclature	AFIAS COVID-19	ichroma COVID-19	AFIAS COVID-19 Ab	ichroma COVID-19 Ab
Type d'appareil	TRFLFA*, Antigène		TRFLFA*, IgM/IgG	
Type d'échantillons	Écouvillon nasopharyngé		sang total / sérum / plasma	
Préparation / extraction d'échantillon	Tube d'extraction		Sang capillaire (C-tip)/ Sang en tube	
Cible	Antigène virale		Anti-viral IgM/IgG	
Plateforme	AFIAS-1/6 (Automated)	ichroma II (Manuel)	AFIAS-1/6 (Automated)	ichroma II (Manuel)
Unités	24 kit/boîte	25 kit/boîte	24 kit/boîte	25 kit/boîte
Préparation de l'échantillon	Écouvillon nasopharyngé Avec tube d'extraction 		Tube capillaire 	